

# 女性の顔に やさしい軽さ

超軽量・反射防止  
医療・感染対策グラスシールド



YF-850S  
**17グラム**

## 医療・感染対策グラスシールド

### 超軽量グラス・シールド YF-800シリーズ

粉じん、液体が眼又は顔に浸入するのを防ぎます。  
めがねの上からの装着も可能!  
長時間の装着でも疲れにくい、超薄型防曇レンズ採用!



**Shield**  
顔全体を保護できる  
シールドタイプ  
Type



**YF-800L** W152×H195×D195 (mm) 26g  
レンズ/片面くもり止めシートレンズ (レンズ3枚付き)



**Glass**  
眼を重点的にカバー  
グラスタイプ  
Type



**YF-800S** W152×H83×D172 (mm) 18g  
レンズ/片面くもり止めシートレンズ (レンズ3枚付き)

### 反射防止グラス・シールド YF-850シリーズ

今までにないピュアな視界を確保します。  
乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉じんを防ぎます。  
ストレスの無い視界で施術が可能です。



**YF-850L** W152×H195×D195 (mm) 22g  
レンズ/両面反射防止レンズ (レンズ2枚付き)



**YF-850S** W152×H83×D172 (mm) 17g  
レンズ/両面反射防止レンズ (レンズ2枚付き)


### 取付け方法




1. フレーム横のストッパーを裏から親指で押しなが持ち上げます。



2. フィルムレンズの表裏に注意し、矢印に向かってレンズの穴とフレームの穴を合わせます。



3. ストッパーをフレームにしっかりと差し込みます。逆側も同様です。



4. 取付け完了。



保護めがね

産業用度付き  
保護めがね

ゴグル形  
保護めがね

遮光めがね

液晶溶接面

防災面  
耐熱面

バックサポート  
ベルト

アクセサリ

電動ファン付き  
呼吸用保護具

使い捨て式  
防じんマスク

M  
F  
A

レザ光用  
遮光保護具