



スクリューバイアル瓶(ねじ口瓶) 強化硬質

SCREW VIAL

特長

- 全自動成型により従来のガラス瓶では困難なマイナス保存を可能にしました。フリージングコンテナと併せてお使い下さい。
- スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用等多目的に使用できます。



関連商品 ▶ フリージングコンテナはP.1331をご覧ください

パッキング：ソフトロンPP貼り

■セット品 無色



商品コード	区分	型式	容量 (mL)	外径×高さ (mm)	口内径 (mm)	キャップ材質	内箱入数	価格 (円)
84-0671	3●	S-06	0.6	8×32	4.7	メラミン樹脂	96	10,368
84-0672	3●	S-07	1.5	11.75×32	4.7			10,500
84-0673	3●	S-08	2	13×40	8			10,500
84-0674	3●	S-09A	2	15×32	8			10,700
84-0675	3●	S-09B	3	15×40	8			10,800
84-0676	3●	S-1	4	15×45	8			11,000
84-0677	3●	S-2	5	16.5×45	8			11,800
84-0678	3●	S-3	10	19×55	11			13,100
84-0679	3●	S-5	12	19×70	11			13,800
84-0801	3●	SV-5	5	18×40	11			11,900
84-0680	3●	SV-8	8	21×45	11	ポリプロピレン樹脂	50	6,150
84-0681	3●	SV-10	10	24×45	14			6,700
84-0682	3●	SV-15	15	25×50	14			7,250
84-0683	3●	SV-20	20	27×55	15.9			7,900
84-0684	3●	SV-30	30	30×65	19.8			10,700
84-0685	3●	SV-50A	50	40×75	26.5			14,650
84-0802	3●	SV-50M	50	35×78	22			11,850
84-0686	3●	SV-100	100	40×120	26.5			10,325
84-0687	3●	SV-110	110	50×90	32.5			11,720
84-0688	3●	SV-150	150	50×125	32.5			15,220
						メラミン樹脂	20	

■本体のみ 無色



商品コード	区分	型式	入数	価格 (円)
84-1211	3●	S-06	96	6,336
84-1212	3●	S-07		6,300
84-1213	3●	S-08		6,700
84-1214	3●	S-09A		6,900
84-1215	3●	S-09B		7,000
84-1216	3●	S-1	100	7,200
84-1217	3●	S-2		8,000
84-1218	3●	S-3		9,100
84-1219	3●	S-5		9,800
84-1220	3●	SV-5		7,900
84-1221	3●	SV-8		4,150
84-1222	3●	SV-10		4,500
84-1223	3●	SV-15		5,050
84-1224	3●	SV-20	50	5,550
84-1225	3●	SV-30		8,200
84-1226	3●	SV-50A		10,750
84-1227	3●	SV-50M		8,850
84-1228	3●	SV-100	25	8,375
84-1229	3●	SV-110	20	9,000
84-1230	3●	SV-150		12,500

■セット品 茶



商品コード	区分	型式	容量 (mL)	外径×高さ (mm)	口内径 (mm)	キャップ材質	内箱入数	価格 (円)
84-1472	3●	S-07	1.5	11.75×32	4.7	メラミン樹脂	100	11,100
84-1473	3●	S-08	2	13×40	8			11,200
84-1474	3●	S-09A	2	15×32	8			11,500
84-1475	3●	S-09B	3	15×40	8			11,600
84-1476	3●	S-1	4	15×45	8			11,800
84-1477	3●	S-2	5	16.5×45	8			12,600
84-1478	3●	S-3	10	19×55	11			14,100
84-1479	3●	S-5	12	19×70	11			14,800
84-0803	3●	SV-5	5	18×40	11			12,700
84-1480	3●	SV-8	8	21×45	11			ポリプロピレン樹脂
84-1481	3●	SV-10	10	24×45	14	7,100		
84-1482	3●	SV-15	15	25×50	14	7,750		
84-1483	3●	SV-20	20	27×55	15.9	8,400		
84-1484	3●	SV-30	30	30×65	19.8	11,550		
84-1485	3●	SV-50A	50	40×75	26.5	15,800		
84-0804	3●	SV-50M	50	35×78	22	12,750		
84-1486	3●	SV-100	100	40×120	26.5	11,150		
84-1487	3●	SV-110	110	50×90	32.5	12,620		
84-1488	3●	SV-150	150	50×125	32.5	16,320		
						メラミン樹脂	20	

■本体のみ 茶



商品コード	区分	型式	入数	価格 (円)
84-1251	3●	S-07		6,900
84-1252	3●	S-08		7,400
84-1253	3●	S-09A		7,700
84-1254	3●	S-09B		7,800
84-1255	3●	S-1	100	8,000
84-1256	3●	S-2		8,800
84-1257	3●	S-3		10,100
84-1258	3●	S-5		10,800
84-1259	3●	SV-5		8,700
84-1260	3●	SV-8		4,550
84-1261	3●	SV-10		4,900
84-1262	3●	SV-15		5,550
84-1263	3●	SV-20	50	6,050
84-1264	3●	SV-30		9,050
84-1265	3●	SV-50A		11,900
84-1266	3●	SV-50M		9,750
84-1267	3●	SV-100	25	9,200
84-1268	3●	SV-110	20	9,900
84-1269	3●	SV-150		13,600

関連商品 ▶ キャップ、パッキングはP.1330をご覧ください

- ※オートクレーブ滅菌でご使用の場合は次頁のPTFE/ニトリルパッキン付をご使用下さい。
- ※冷凍保存の場合は容量の1/3以下でご使用下さい。

分析用
試験器具ビーカー・
フラスコ・
共通組合せ
器具スライド
ガラス・
セル・
ガラス管バイアル・
試験管

瓶・容器類

バイアル・
試験管